



Reagenssats för upplöst syre, digital titrator, 300 mL

Produktnr:

2272200

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



För mätning av upplöst syre med digital titrator, med användning av Winkler azidmodifieringsmetod. Hach-metod 8215. Område: 1 - 10 mg/L Satsen innehåller: Pulverkuddar med alkalisk jodid-azid, pulverkuddar för mangansulfat, digital titratorkasset med natriumtiosulfat (0,200 N), stärkelseindikatorlösning och pulverkuddar för sulfaminsyra för cirka 50 tester.

Exakta resultat - när och där du behöver dem

Digitala titratormetoder använder en dispenseringsenhet med hög precision och kassetter med koncentrerat titreringsmedel för att möjliggöra analyser i laboratoriet, anläggningen eller fältet.

Snabbt och flexibelt

Utbytbara kassetter ger dig möjlighet att byta titreringsmedel på några sekunder. Ingen rengöring eller sköljning av byretter.

Mångsidigt

Fler än 50 tillgängliga parameter-/områdeskombinationer

Ekonomiskt

Koncentrerade titreringsmedel möjliggör 40 - 100 normala titreringar per kasset.

Specifikationer

Antal tester :	50
Mätområde:	1 - 10 mg/L O ₂
Metodnamn:	Winkler
Metodnummer:	8215
Plattform:	Digital Titrator
Specialfunktioner:	Reagenssats för upplöst syre, digital titrator, 300 mL