



Digital titrator-kasset, natriumtiosulfat, stabiliserad, 0,0250 N

Produktnr: 2409301
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

För mätning av upplöst syre med Winkler-titrering. Siffror x 0,1 = mg/L DO i 25 mL. Stabiliserad natriumtiosulfatformel

Exakta resultat - när och där du behöver dem

Digitala titratormetoder använder en dispenseringsenhet med hög precision och kassetter med koncentrerat titreringsmedel för att möjliggöra analyser i laboratoriet, anläggningen eller fältet.

Snabbt och flexibelt

Utbytbara kassetter ger dig möjlighet att byta titreringsmedel på några sekunder. Ingen rengöring eller sköljning av byretter.

Mångsidigt

Fler än 50 tillgängliga parameter-/områdeskombinationer

Ekonomiskt

Koncentrerade titreringsmedel möjliggör 40 - 100 normala titreringar per kasset.

Specifikationer

Metodnamn: Winkler
Plattform: Lösning