



Buffertlösning, ULR klor, pk/20

Produktnr:

2493120

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Farligt



For ultra-low Total Chlorine Determination by the DPD method. Hach Method 8370. Range: 2 - 500 µg/L Cl₂ Ampuled for stability. Package of 20 1.5 mL ampules.

Specifikationer

Antal tester :	20
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	8370
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	20 /pk