



Pipettfyllare, säkerhetsboll

Produktnr:	1465100
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Unik konadapter för universell pipettfyllning. Tryck bara på gummibollen för att ladda den för fyllning, placera pipetten i konadaptern och för in den i provet. Släpp peleusbollen för att fylla. Ta bort peleusbollen och täck pipettändan med fingret för dispensering. Enkel och säker. Autoklaverbart.

Specifikationer

Vad ingår i leveransen:	Autoklavbart elastiskt armband ingår.
Volym/förpackningsstorlek:	1 styck

Vad finns i förpackningen

Autoklavbart elastiskt armband ingår.