



Ampuller, m-ColiBlue24-buljong, glas, 20/förp.

Produktnr: 2608420
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

m-ColiBlue24-buljongampuller; glas

Inom 24 timmar ger Hachs m-ColiBlue24-buljong samtidiga resultat för kolibakterier totalt och E. coli. Hachs användningsklara medier eliminerar stegen mätning, blandning och autoklavering som krävs för att förbereda dehydrerade medier. Glasampuller (26084-20), plastampuller (260845-00), 100 mL-flaskor (26084-42) m-ColiBlue24 och agarplattor (28052-15), ger maximal hållbarhet och enkel användning för föruppmätta och förberedda medier. Räkna upp kolibakterier totalt och E. coli på en petriskål. Särskilj enkelt kolonier – rött och blått indikerar kolibakterier totalt och blått anger E. coli. Få optimal återhämtning av stressade och skadade organismer.

Använd m-ColiBlue24-buljong för att noggrant övervaka och utvärdera kolibakterier totalt och E. coli i dricksvatten; avloppsvatten; vatten på flaska; drycker; yt-, grund- och brunnsvatten samt ultrarent vatten för kemiska och farmaceutiska processer.

m-ColiBlue24 ska endast användas med dynor tillverkade av följande företag/varumärken: Pall Corporation (t.ex. sterila petriskålar med absorberande dynor), privata märken/OEM-produkter tillverkade av Pall Gelman, Sartorius (cellulosa- och glasfiberdynor), Sartorius BioSart-produkter med den integrerade petriskålen och Millipore EO-steriliserade dynor. Ingen annan dyna är kompatibel med produkten, och användning av någon annan dyna än de rekommenderade kan resultera i otillförlitliga, felaktiga data.

Med den användningsklara m-ColiBlue24-buljongen kan du:

Läs av och bekräfta resultaten inom 24 timmar

Få överlägsen känslighet – 1 CFU/100 mL

Utför nödfallstestning och rutinövervakning

Eliminera specialutrustning och ultraviolett lampa

Minimera bakgrundstillväxten av icke-koliforma bakterier

Specifikationer

Material:	Glas
Media Type:	m-ColiBlue24-buljong
Volym/förpackningsstorlek:	20 /förp.