



FerroZine Järnreagenslösning, 0,009-1,400 mg/L Fe

Produktnr:

230149

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



För mätning av lösligt 3-värt (Fe^{3+}) och 2-värt (Fe^{2+}) järn på spårämnesnivå.

Bekvämlighet

För Rapid Liquid-metoder används flytande reagenser, dispensrar för flaskhalsar och genomströmningsceller för att förenkla testningen.

Prestanda

Eftersom genomströmningscellen utgör ett stationärt optiskt system ger Rapid Liquid-metoder normalt bättre precision än metoder som kräver förflyttning av provceller.

Effektivitet

Rapid Liquid-metoder är idealiska för högvolyntestning.

Specifikationer

Antal tester :	500 - 1000
Instrument:	Alla utom DR/850, DR/820, PC II
Mätområde:	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Metodnamn:	FerroZine
Metodnummer:	8147
Parameter:	Järn
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL