



Syreabsorbering, reagenssats, 3-450 µg/L DEHA

Produktnr:

2446600

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Metoden är tillgänglig för en mängd olika syreabsorberare: karbohydrazid, DEHA, hydrokinon, isoaskorbinsyra (erythorbic), metyletylketoxim. Värden för 2-värt järn fastställs också. 100 tester

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	Alla utom DR/850, DR/820, PC II
Mätområde:	15 - 1000 µg/L Metyletylketoxim (MEKO)
Metodnamn:	Järnreduktion
Metodnummer:	8140
Parameter:	Syreabsorberare