



Digital titrator-kasset, natriumtiosulfat, 0,200 N

Produktnr: 2267501
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

För mätning av upplöst syre med digital titrator enligt Winkler-metoden. 0,200 N Na₂S₂O₃. Siffror x 0,01 = mg/L DO i 200 mL prov, siffror x 0,00025 = meq.

Exakta resultat - när och där du behöver dem

Digitala titratormetoder använder en dispenseringsenhet med hög precision och kassetter med koncentrerat titreringsmedel för att möjliggöra analyser i laboratoriet, anläggningen eller fältet.

Snabbt och flexibelt

Utbytbara kassetter ger dig möjlighet att byta titreringsmedel på några sekunder. Ingen rengöring eller sköljning av byretter.

Mångsidigt

Fler än 50 tillgängliga parameter-/områdeskombinationer

Ekonomiskt

Koncentrerade titreringsmedel möjliggör 40 - 100 normala titreringar per kasset.

Specifikationer

Antal tester :	40 – 100
Mätområde:	1 - 10 mg/L DO
Metodnamn:	Azidmod med Winkler-metoden
Metodnummer:	8215
Parameter:	Syre, upplöst
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	0,200 N Na ₂ S ₂ O ₃