



## Flaska, m-ColiBlue24-buljong, 100 mL (50 test)

**Produktnr:** 2608442  
**SEK Pris:** Kontakta oss  
**Skickas inom 2 veckor**

m-ColiBlue24-buljong i flaska 100 mL

Inom 24 timmar ger Hachs m-ColiBlue24-buljong samtidiga resultat för kolibakterier totalt och E. coli. Hachs användningsklara medier eliminerar stegen mätning, blandning och autoklavering som krävs för att förbereda dehydrerade medier. Glasampuller (26084-20), plastampuller (260845-00), 100 mL-flaskor (26084-42) m-ColiBlue24 och agarplattor (28052-15), ger maximal hållbarhet och enkel användning för föruppmätta och förberedda medier. Räkna upp kolibakterier totalt och E. coli på en petriskål. Särskilj enkelt kolonier – rött och blått indikerar kolibakterier totalt och blått anger E. coli. Få optimal återhämtning av stressade och skadade organismer.

Ingen annan dyna är kompatibel med produkten, och användning av någon annan dyna än de rekommenderade nedan kan resultera i otillförlitliga, felaktiga data. m-ColiBlue24 ska endast användas med dynor tillverkade av följande företag/varumärken: Pall Corporation (t.ex. sterila petriskålar med absorberande dynor), privata märken/OEM-produkter tillverkade av Pall Gelman, Sartorius (cellulosa- och glasfiberdynor), Sartorius BioSart-produkter med den integrerade petriskålen och Millipore EO-steriliserade dynor.

Med den användningsklara m-ColiBlue24-buljongen kan du:

**Läs av och bekräfta resultaten inom 24 timmar**

**Få överlägsen känslighet – 1 CFU/100 mL**

**Utför nödfallstestning och rutinövervakning**

**Eliminera specialutrustning och ultraviolett lampa**

**Minimera bakgrundstillväxten av icke-koliforma bakterier**

---

### Specifikationer

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Material:                  | Glas                 |
| Media Type:                | m-ColiBlue24-buljong |
| Volym/förpackningsstorlek: | 1 each               |