



Ammoniakstandardlösning, 100 mg/L, 500 mL

Produktnr: 2406549
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Standardlösningar för jonselektiv elektrod (ISE) till laboratorieanalys

ISE-standardlösning. Ammoniak, 100 mg/L ± 2 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (NIST). 500 mL-flaska

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Det är viktigt att alltid kunna lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna som används är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta ISE-mätningar är god hantering och kalibrering av de jonselektiva elektroderna.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	Kväve-ammoniak, standardlösning, 100 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$, 500 mL
Koncentration:	100 mg/L ± 2 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (NIST)
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
Package settings:	Flaska
Parameter:	Ammoniak
Plattform:	Lösning
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 3 månader
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL