



Buffertpulverkuddar, pH 4,01 röd färgkodning, 250/fp

Produktnr: 2226964
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

Standardlösningar för pH-buffertar i laboratorier och för fältanalyser

pH-buffertpulverkuddar för kalibrering av pH-elektrod. Varje pulverkudde förbereder 50 mL färsk buffertlösning. Färgkodade för enkel identifiering (röd). pH är 4,01 $\pm$ 0,02 vid 25 °C. Förpackning med 250 pulverkuddar

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Oavsett om du är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid viktigt att du kan lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna för pH-buffertar är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta pH-mätningar är god hantering och kalibrering av pH-elektroden.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	Reagens för pH-buffertkalibrering
Färgkodad?:	Ja
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Pulverkuddar
Parameter:	pH
pH Värde(n):	4,01 $\pm$ 0,02 pH vid 25 °C
Specialkommentarer:	Häll ut förberedd lösning efter användning
Volym/förpackningsstorlek:	250 st.