



Buffertpulverkuddar, pH 7,00 gul färgkodning, 50/fp

Produktnr:

2227066

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



Standardlösningar för pH-buffertar i laboratorier och för fältanalyser

pH-buffertpulverkuddar för kalibrering av pH-elektrod. Varje pulverkudde förbereder 50 mL färsk buffertlösning. Färgkodade för enkel identifiering (gul). pH är 7,00 $\pm$ 0,02 vid 25 °C. Förpackning med 50 pulverkuddar

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Oavsett om du är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid viktigt att du kan lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna för pH-buffertar är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta pH-mätningar är god hantering och kalibrering av pH-elektroden.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	Reagens för pH-buffertkalibrering
Färgkodad?:	Ja
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Pulverkuddar
pH Värde(n):	7,00 $\pm$ 0,02 pH vid 25 °C
Specialkommentarer:	Håll ut förberedd lösning efter användning
Volym/förpackningsstorlek:	50 st.

Obligatoriska tillbehör

- Bägare för kalibrering av pH-elektrod, gul, 30 mL, 80/fp (Item SM5012)
- Våtservetter, engångsbruk, 11 x 22 cm, 280 st/pk (Item 2096900)
- Klippare (saxar) (Item 2369400)
- Deionized water, 500 mL (Item 27248)