



pH-buffertlösning, pH 7,00 (500 mL)

Produktnr: 2283549

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- 2283549.99

pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Kvalitetsbuffertlösning, gul färgkodning för enkel identifiering. Spårbarhet till NIST. pH är $7,00 \pm 0,02$ vid 25 °C.

Traceable to NIST standard reference materials

Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard pH Buffer Solutions that are used are key.

Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

Specifikationer

Beskrivning:	Buffertlösning (gul färgkodning) (NIST)
Färgkodad?:	Ja
Koncentration:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Lagringsförhållanden:	10 - 25 °C (protect from light)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Bottle
pH Värde(n):	7.00
Specialkommentarer:	Observed shelf-life after opening, following recommended storage and use: 6 months
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL