



pH-buffertlösning, pH 10,01 (500 mL)

Produktnr: 2283649

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- 2283649.99

pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Kvalitetsbuffertlösning, blå färgkodning, spårbarhet till NIST.

Traceable to NIST standard reference materials

Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard pH Buffer Solutions that are used are key.

Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

Specifikationer

Beskrivning:	pH-buffertlösning, färgkodning, pH 10,01 (blå)
Färgkodad?:	Ja
Koncentration:	10,01 pH $\pm$ 0,02 pH vid 25 °C
Lagringsförhållanden:	10 - 25 °C (protect from light)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Bottle
Parameter:	pH
pH Värde(n):	10.01 $\pm$ 0.02 pH at 25°C
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL