



Singlet pH-buffertsats för engångsbruk, pH 4,01 och 7,00, 2x10/fp

Produktnr:

2769920

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Singlet[™]-lösningspaket

Standardlösning för pH-buffert till kalibrering av pH-elektrod. Förseglade folieförpackningar med pH-buffertar. pH är $\pm 0,02$ vid 25 °C. Förpackning med 10 av pH 4,01 och 10 av pH 7,00, 20 mL styck

Idealisk för användning på plats

De förseglade påsarna är lätta att transportera – utan risk för spill.

Lättanvänd

Öppna bara påsen och sätt i elektroden.

Färsk och tillförlitlig

Foliepåsar förhindrar kontamination och luftexponering.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta pH-mätningar är god hantering och kalibrering av pH-elektroden.

Specifikationer

Beskrivning:	Reagens för pH-buffertkalibrering
Färgkodad?:	Ja
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Singlet
pH Värde(n):	4,01 & 7,00 $\pm 0,02$ pH vid 25 °C
Specialkommentarer:	Håll ut lösningen efter användning
Volym/förpackningsstorlek:	2 pks of 20 st.