



Singlet pH-buffert för engångsbruk, pH 7,00, 20/fp

Produktnr: 2770120
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Singlet[™]-lösningspaket

Standardlösning för pH-buffert till kalibrering av pH-elektrod. Förseglade folieförpackningar med pH-buffertar. pH är $\pm 0,02$ vid 25 °C. Förpackning med 20 av pH 7,00, 20 mL styck

Idealisk för användning på plats

De förseglade påsarna är lätta att transportera – utan risk för spill.

Lättanvänd

Öppna bara påsen och sätt i elektroden.

Färsk och tillförlitlig

Foliepåsar förhindrar kontamination och luftexponering.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta pH-mätningar är god hantering och kalibrering av pH-elektroden.

Specifikationer

Beskrivning:	Reagens för pH-buffertkalibrering
Färgkodad?:	Ja
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Singlet
pH Värde(n):	7,00 $\pm 0,02$ pH vid 25 °C
Specialkommentarer:	Håll ut lösningen efter användning
Volym/förpackningsstorlek:	20 st.