



Buffertlösning, pH 4,01, 500 mL

Produktnr: 1222349
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Standardlösningar för pH-buffertar i laboratorier och för fältanalyser

Standardlösning för pH-buffert till kalibrering av pH-elektrod. Färglös pH-buffertlösning. pH är 4,01 ±0,02 vid 25 °C. 500 mL-flaska

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Oavsett om du är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid viktigt att du kan lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna för pH-buffertar är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta pH-mätningar är god hantering och kalibrering av pH-elektroden.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	Reagens för pH-buffertkalibrering
Färgkodad?:	Nej
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Flaska
pH Värde(n):	4,01 ±0,02 pH vid 25 °C
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 6 månader
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL