



Elektrodrodgöringslösning för regelbundet underhåll, 500 mL

Produktnr:

2965249

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Elektrodrodgöringslösning för regelbunden rengöring av pH-elektrod. Praktisk för mjuk rengöring av pH sensorelementet efter användning i rena vattenprover. 500 mL-flaska.

Specifikationer

Beskrivning:	Regelbundet rengöringsunderhåll
Formula:	KATHON CG, DECONEX 11
Plattform:	Lösning
Solution Type:	Rengöring
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL