



Pulverkuddar med jonstyrkejusterare (ISA) för ammoniak, 100

Produktnr:

4447169

Farligt

SEK Pris:
Tillgänglig

Kontakta oss



Jonstyrkejusterare (ISA) för ammoniakmätningar med metoden med jonselektiv elektrod (ISE). Pulverform förhindrar utspädning av prover. Perfekt för avläsning av låga ammoniaknivåer. Eliminera de flesta störningar. Förpackning med 100 pulverkuddar.

Specifikationer

Koncentration:	ISA
Package settings:	Pulverkuddar
Parameter:	Ammonium
Volym/förpackningsstorlek:	100 /förp.