



Elektrodrorengöringslösning för mineraler/oorganiska prover, 500 mL

Produktnr:

2975149

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Elektrodrorengöringslösning för att ta bort mineralföroreningar/avlagringar från pH-sensorelement. 500 mL-flaska.

Specifikationer

Beskrivning:	Ta bort mineralavlagringar
Formula:	Fosforsyra (~10 %)
Plattform:	Lösning
Solution Type:	Rengöring
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL