



Pulverkuddar med jonstyrkejusterare för nitrat – Intellical, 100/förp

Produktnr:

2984799

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Jonstyrkejusterare för användning med Intellical ISENO3181 eller sensION+ 9663 jonselektiva nitratelektroder. ISA är avgörande för att fastställa låga nitratkoncentrationer. Pulverformen späder inte ut proverna. Förpackning med 100 pulverkuddar.

Specifikationer

Metodnamn:

Jonselektiva elektroder

Plattform:

Powder Pillows