



Ammoniakstandardlösning, 1 mg/L, 500 mL

Produktnr: 189149
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Standardlösningar för jonselektiv elektrod (ISE) till laboratorieanalys

ISE-standardlösning. Ammoniak, 1,00 mg/L $\pm 0,03$ mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (NIST). 500 mL-flaska

Påvisbar i referensmaterial för NIST-standard

Det är viktigt att alltid kunna lita på dina mätresultat. Kvaliteten på standardlösningarna som används är viktig.

Avsedd för användning med Hach-produkter och andra mätare.

Grunden för exakta ISE-mätningar är god hantering och kalibrering av de jonselektiva elektroderna.

Pålitlig förpackning

Levereras i en lufttät förpackning som ger garanterad hållbarhet.

Specifikationer

Beskrivning:	Kväve-ammoniak, standardlösning, 1 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$, 500 mL
Koncentration:	1,00 mg/L $\pm 0,03$ mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (NIST)
Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
Package settings:	Flaska
Parameter:	Ammoniak
Plattform:	Lösning
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 3 månader
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL