




m-ColiBlue24 buljongampuller, 50/förp.

Produktnr:	2608450
SEK Pris:	Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor	

Preparerade medier för samtidig detektering av E. coli och kolibakterier totalt på filter inom 24 timmar.

Plastampuller 50 x 2 mL.

m-Colibblue24 ska endast användas med dynor tillverkade av följande företag/varumärken: Pall Corporation (t.ex. sterila petriskålar med absorberande dynor), privata märken/OEM-produkter tillverkade av Pall Gelman, Sartorius (cellulosa- och glasfiberdynor), Sartorius BioSart-produkter med den integrerade petriskålen och Millipore EO-steriliserade dynor. Ingen annan dyna är kompatibel med produkten, och användning av någon annan dyna än de rekommenderade kan resultera i otillförlitliga, felaktiga data.

Upptäck kolibakterier totalt och E. coli samtidigt – på bara 24 timmar

Enkel hantering med förportionerat selektivt medium

Kostnadseffektivt – inga fluorescerande lampor eller färgkomparatorer krävs

Överlägsen känslighet ned till 1 CFU/100 mL

Specifikationer

Material:	Plast
Media Type:	m-ColiBlue24-buljong
Volym/förpackningsstorlek:	50 /förp.