



ROBUST FÄLTVÄSKA, MEDIUM Rugged field case (size medium)

Produktnr:

8505500

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Robusta fältväskor

Includes empty case and insert for meter and probe storage, 4 x containers for sample collection, and 1 x 500mL wash bottle. For 2 outdoor probes with 5m cable.

Den robusta fältväskan har anpassade, stansade insatser som håller mätare, sonder och tillbehör på plats. Rymmer två robusta sonder med 5 m kabellängd.

Hållbara, robusta allt-i-ett-fältväskor ger bekvämlighet och utrymme för provbehållare, mätare och robusta sonder

Hållbara, stansade skuminsatser håller mätare och sonder säkert på plats

Specifikationer

Dimension (H x B x D):

420 mm x 458 mm x 216 mm