



Sension+ MM156 Portabel multimeter för pH, konduktivitet och löst syre

Produktnr:

LPV4030.98.0002

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Multi-parameter-system, simultan mätning

Standardinstrument utan tillbehör och elektroder.

Ett allt-i-ett-system med guidad menynavigering gör allmän elektrokemisk mätning snabb och enkel. Varje system är designat för att användas till många olika applikationer.

Sparar tid och pengar

Förbättrar användarmöjligheten i fält, snabbar på mätningar

Enkla och snabba mätningar

IP67 skyddad

Specifikationer

AC- och USB-drift:	Nej
Användargränssnitt:	Knappsats
Automatisk buffertidentifiering:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Bakgrundsbelysning:	Ja
Barometertrycksmätning :	Manuellt införande
Batterityp:	3, AA
Bordsmodell:	Nej
Certifieringar:	CE.WEEE
Dimension (H x B x D):	38 mm x 74 mm x 186 mm
Display :	Bakgrundsbelyst LCD med bildtecken
Displaytyp:	128 x 64 pixel, simultana mätningar
DO-elektrodkalibrering:	1 till 2 punkt, mättad luft, 0% löst syre kalibreringskammare levereras med kit
DO-mätning:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
DO-upplösning:	0.01 mg/L beroende på mätområde
Garanti :	36 månader
Givare ingår:	Nej
GLP-funktioner:	-

Gränssnitt: språk:	Ikonbaserade, inget språk krävs
Handboksspråk:	Multi-lingual
Höjd (total):	-
Ingångar:	MP-8
Intern resultatslagringskapacitet:	-
Kapslingens Skyddsklass IP:	IP67
Kit?:	Nej
Konduktivitet, noggrannhet:	≤ 0,5 % (± 1 siffra) av mätområdet
Konduktivitet, upplösning:	Beroende på mätområde
Mätmetod:	Autostabilisering, manuell
Mätning av konduktivitet:	0,01 µS/cm - 500 mS/cm
	1 µS/cm - 30 mS/cm (sondintervall)
Mätning av konduktivitet på stabil avläsning:	Ja
Mätning av konduktivitet:	-
Temperaturkompensering:	
Mätområde Redox:	-
Modell:	MM156
mV-upplösning :	-
Noggrannhet:	Salinitet: ≤ 0,005 (± 1 siffra)
Omgivningsförhållande: relativ luftfuktighet :	< 80 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Omgivningsförhållande: temperatur :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Parameter:	pH, konduktivitet, salthalt, löst syre, temperatur
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0,02 pH (± 1 siffra)
pH Electrode calibration:	1 - 3 poäng kalibrering
pH Measurement Range:	-2 - 19,99 pH
pH-upplösning :	0.01 pH
Pressure compensation:	-
Salinitetsmätning:	0.0 - 1999 mg/L
	2.0 - 50.0 g/L NaCl
Salinity resolution:	Beroende på mätområde
Simultaneous measurements:	pH, konduktivitet (eller TDS), salthalt, löst syre, temperatur
Skyddsklassning:	IP67
Språk:	-
TDS-mätning:	0 mg/L - 500 g/L
TDS-noggrannhet:	1 mg/L - 1 g/L
Temperaturkompensation:	Automatisk eller manuell
Temperaturmätning:	-20,0 - 150,0 °C
Temperaturnoggrannhet:	0,2 °C (± 1 siffra)
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Upplösning:	EC: 0,01 µS/cm - 1 mS/cm beroende på intervall
Utgång :	-
Vikt :	0,3 kg

Visning av kalibreringskurvor :

Lutning och asymmetripotential visas