



FerroVer Reagens för järn, 0,02-3,00 mg/l

Produktnr:

85499

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagens i tillslutna förpackningar

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	FerroVer Iron Reagent Powder Pillows, 25 ml
EPA compliant:	Ja
Instrument:	DR/3000, DR/2000
Lagringsförhållanden:	10 °C - 25 °C
Mätområde:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Metodnamn:	FerroVer
Metodnummer:	8008
Parameter:	Järn
Plattform:	Powder Pillows
Uppslutning krävs:	For total iron
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk