



## Aluminiumreagenssats, pulverkuddar, 0,008-0,800 mg/L Al

**Produktnr:**

**2242000**

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagenser i förseglade förpackningar för mätning av aluminium. 100 tester.

### Specifikationer

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal tester :        | 100                                                                                                                                         |
| Beskrivning:          | Aluminiumreagenssats, pulverkuddar, aluminon                                                                                                |
| Instrument:           | Alla                                                                                                                                        |
| Lagringsförhållanden: | 10 °C - 30 °C                                                                                                                               |
| Mätområde:            | 0,008 - 0,800 mg/L Al                                                                                                                       |
| Metodnamn:            | Aluminon                                                                                                                                    |
| Metodnummer:          | 8012                                                                                                                                        |
| Parameter:            | Aluminum                                                                                                                                    |
| Plattform:            | Powder Pillows                                                                                                                              |
| Specialkommentarer:   | Satsen innehåller: AluVer 3, kuddar med aluminiumpulver (1429099), kuddar med askorbinsyra (1457799), pulverkuddar för blekning 3 (1429449) |