



Zinkreagenssats, 0,01-2,00 mg/L Zn

Produktnr:

2429300

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



För mätning av zink, zinkonmetoden. För 20 mL-prov. 100/förp.

Specifikationer

Antal tester :	100
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000
Mätområde:	0,01 - 3,00 mg/L Zn
Metodnamn:	Zinkon
Metodnummer:	8009
Parameter:	Zink