



Kobolt-/nickelreagenssats

Produktnr:

2651600

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



För mätning av kobolt, 0,01-2,00 mg/L Co, och nickel, 0,006-1,000 mg/L Ni, PAN-metoden. För 10 mL-prov.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	Alla utom Dr/3000, DR/2000, DR/800
Mätområde:	0,01 - 2,00 mg/L Co
Metodnamn:	PAN
Metodnummer:	8078
Parameter:	Kobolt, nickel
Provolym:	10 mL
Specialfunktioner:	Cobalt Nickel Reagent set, 10ml