



Svavelsyra, Digital Titrator patron, 1,600 N

Produktnr:

1438901

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Bruksfärdig titreringslösning för syra-bas, aciditet- och alkalinitetstitreringar.

Specifikationer

Antal tester :	40 - 100
EPA compliant:	Ja
Mätområde:	100 - 4000 mg/L CaCO ₃
Method Number 1 Chemistry:	8203
Metodnamn:	Phenolphthalein
Parameter:	Alkalinity, Total
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	1.600 N H ₂ SO ₄