



## Kuddar med triazolreagenspulver 100 styck

**Produktnr:**

**2141299**

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagens i förseglade förpackningar för mätning av benzotriazol (1-16 mg/L) eller tolyltriazol (1-20 mg/L).

### Specifikationer

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Antal tester :             | 100                             |
| Instrument:                | Alla utom PC II, DR/850, DR/820 |
| Mätområde:                 | 1,0 - 20,0 mg/L Tolyltriazol    |
| Metodnamn:                 | UV-fotolys                      |
| Metodnummer:               | 8079                            |
| Parameter:                 | Benzotriazol, tolyltriazol      |
| Plattform:                 | Powder Pillows                  |
| Volym/förpackningsstorlek: | förp.                           |