



Klor, totalt, reagenspulverkuddar, 100/förp., 10 mL

Produktnr:

2105669

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagenser i förseglad förpackning för mätning av totalklor med DPD-metoden. För 10 mL-prover.

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	DPD klor (total), reagens, 10 ml
EPA compliant:	Ja
Fotnot :	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000
Lagringsförhållanden:	10 °C - 25 °C
Mätområde:	0,07 - 7,00 mg/L I ₂
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	8167
Parameter:	Klor, totalt, brom, jod
Plattform:	Powder Pillows
Reference method:	SM 4500-Cl G