



Klor, totalt, reagenspulverkuddar, 1000/förp., 25 mL

Produktnr:

1406428

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Reagens i förseglad förpackning för bestämning av totalklor, LR 0,02-2,00 mg/l Cl₂, HR 0,1-10,0 mg/l Cl₂, och Brom 0,05-4,50 mg/l Br₂.

Specifikationer

Antal tester :	1000
EPA compliant:	Ja
Lagringsförhållanden:	10 - 25 °C
Mätområde:	0,05 - 4,00 mg/L Br ₂
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	10070
Parameter:	Total Chlorine, Bromine, Iodine
Plattform:	Powder Pillows