



Klor, Fritt, reagenspulverkuddar, 100/förp., 25 mL

Produktnr:

1407099

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Pulverreagens i förseglade förpackningar för mätning av fritt klor med DPD-metoden. För 25 mL-prover.

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	DPD, fritt klor, reagenspulverkuddar, 25 mL
EPA compliant:	Ja
Fotnot :	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Instrument:	Alla
Lagringsförhållanden:	10 °C - 25 °C
Mätområde:	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	10069
Parameter:	Klor, fritt
Plattform:	Powder Pillows