



DPD, fritt klor, Swiftest-dispenserreagens (påfyllning)

Produktnr:

2105560

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



DPD, utbytesflaska för reagensdispenser vid mätning av fritt klor, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Specifikationer

Antal tester :	250
EPA compliant:	Ja
Mätområde:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	8021
Parameter:	Klor, fritt
Plattform:	Swiftest

Obligatoriska tillbehör

- Swiftest DPD, dispenser och reagensflaska för fritt klorreagens (Item 2802300)