



## Kiseldioxidreagenssats, 0,010-1,600 mg/L SiO<sub>2</sub>

**Produktnr:**

**2459300**

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



För mätning av kiseldioxid, metoden heteropolyblå. För 10 mL-prov.

---

### Specifikationer

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Antal tester :     | 100                                          |
| Instrument:        | Alla utom DR/3000, DR/2000,<br>DR/820, PC II |
| Mätområde:         | 10 mL                                        |
| Metodnamn:         | Heteropolyblå                                |
| Metodnummer:       | 8186                                         |
| Parameter:         | Kiseldioxid                                  |
| Specialfunktioner: | LR, 10 mL, 100 tests                         |