



COD TNT, 0 - 1 500 mg/L O₂

Produktnr:

2125951

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



Kyvetttest (Ø 16 mm), fullständigt utrustat med alla reagenser, optimerat för tillförlitliga mätresultat och enkel hantering. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.

Specifikationer

Antal tester :	25 (1 kyvett för blank krävs)
Instrument:	DR 900, DR 1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C (skyddas mot ljus)
Mätområde:	20 - 1 500 mg/L O ₂
Metodnamn:	Dikromat
Metodnummer:	8000
Parameter:	COD
Plattform:	Test 'N Tube
Specialkommentarer:	16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.