



Sulfatreagens, pulverkuddar, 2-70 mg/L SO₄

Produktnr:

2106769

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Reagenspulver i förseglade förpackningar för mätning av sulfat med den turbidimetriska SulfaVer-metoden. För 10 mL-prov: 100/förp.

Specifikationer

Antal tester :	100
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla utom DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Mätområde:	2 - 70 mg/L SO ₄ ²⁻
Metodnamn:	SulfaVer 4, turbidimetrisk
Metodnummer:	8051
Parameter:	Sulfat
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100/pk