



Cyanidreagenssats, pulverkuddar, 0,002-0,240 mg/L CN

Produktnr:

2430200

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Reagenspulver i förseglade förpackningar för mätning av cyanid, pyridin-pyrazolonmetoden. För 10 mL-prov. 100 tester.

Specifikationer

Antal tester :	100
Mätområde:	10 mL
Metodnamn:	Pyridin-pyrazolon
Metodnummer:	8027
Parameter:	Cyanid
Plattform:	Powder Pillows