



Stablcal Turbiditetsstandard, kalibreringspaket för 2100P

Produktnr:

2659405

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



4 bruksfärdiga primärstandarder med stabiliserad formazin. Paketet innehåller förseglade kyvetter av varje: <0.1 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU.

Specifikationer

Instrument:	2100P
Koncentration:	< 0,1, 20, 100, 800 NTU
Parameter:	Turbidity
Volym/förpackningsstorlek:	paket med