



Elektrodrorengöringslösning, RENOVO.N, för rena vattenprover, 250 mL

Produktnr:

S16M001

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Elektrodrorengöringslösning för regelbunden rengöring av pH-sensorelement. Praktisk för mjuk rengöring av pH sensorelementet efter användning i rena vattenprover. Flaska 250 mL.

Specifikationer

Beskrivning:	Efter utförda mätningar i vattenlösningar räcker det med rengöring med en mild tvållösning, t.ex. RENOVO.N.
Formula:	KATHON CG, DECONEX 11
Parameter:	Rengöringslösning
Solution Type:	Rengöring
Volym/förpackningsstorlek:	250 mL