



Elektrodrorengöringslösning, RENOVO.X extra stark, 250 mL

Produktnr:

S16M002

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Elektrodrorengöringslösning för att ta bort svåra proteinavlagringar. Praktisk förrengöring av pH-givare efter användning i smutsigt vatten eller biologiskt aktiva prover.

Specifikationer

Beskrivning:	När lösningarna innehåller exempelvis protein, krävs starkare rengöringsmedel.
Formula:	Natriumhypoklorit
Parameter:	Rengöringslösning
Solution Type:	Rengöring
Volym/förpackningsstorlek:	250 mL