



NitraVer 5 Reagens för nitrat, 0,1-10 mg/l NO₃-N

Produktnr:

1403499

SEK Pris:
Tillgänglig

Kontakta oss

Farligt



Reagenspulver i tillslutna förpackningar

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	NitraVer 5 Nitratreagens, 25 ml
Instrument:	DR/3000, DR/2000
Lagringsförhållanden:	10 °C - 25 °C
Mätområde:	0.3 - 30.0 NO ₃ -N
Metodnamn:	kadmiumreduktion
Metodnummer:	8039 HR
Parameter:	nitrat
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk