



Nitrat TNT, 0,2 - 30 mg/L NO₃-N

Produktnr:

2605345

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



Kyvetttest (Ø 16 mm), fullständigt utrustat med alla reagenser, optimerat för tillförlitliga mätresultat och enkel hantering. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.

Specifikationer

Antal tester :	50
Instrument:	DR 900
Lagringsförhållanden:	10 - 25 °C
Mätområde:	0,2 - 30,0 mg/L NO ₃ -N
Metodnamn:	Kromotropsyra
Metodnummer:	10020
Parameter:	Nitrat
Plattform:	Test 'N Tube
Specialkommentarer:	16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.
Volym/förpackningsstorlek:	50 /förp.