



Totalfosfat, TNT, 1,0 - 100 mg/L PO₄

Produktnr:

2767245

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Kyvetttest (Ø 16 mm), fullständigt utrustat med alla reagenser, optimerat för tillförlitliga mätresultat och enkel hantering. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.

Specifikationer

Antal tester :	25 - 50
Instrument:	DR 900
Lagringsförhållanden:	10 - 25 °C
Mätområde:	1,0 - 100 mg/L PO ₄
Metodnamn:	Molybdat-vanadat med syrapersulfatuppslutning
Metodnummer:	10127
Parameter:	Total Phosphorous
Plattform:	Test 'N Tube
Specialkommentarer:	16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.
Uppslutning krävs:	Ja