



Provcell, 1 tum, fyrkantig, glas, 2 st

Produktnr:	2495402
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Tillbehör till spektrofotometrar/spektralmätningar av vätskor.

Levereras som ett matchat cellpar.

Används i kombination med Hachs spektrofotometrar

Hachs spektrofotometrar, kemi och metoder har utformats, utvecklats och tillverkats för att optimera dina resultat.

Specifikationer

Fotnot :	1 par celler medföljer vid köp av spektrofotometer DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 eller DR 2700
Material:	Glas
Optisk spaltlängd:	1 inch square
Vikt :	0,072 kg
Volym/förpackningsstorlek:	2 st. matchat par

Obligatoriska tillbehör

- Stopper, neoprene, solid, size 1, 12/pk (Item 1480801)