



Pipett, variabel, volym 0,1 - 1,0 mL

Produktnr:	BBP078
SEK Pris:	Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka	

Hachs pipetter med variabel volym och en kanal, undantränger luft, har robust design, bekväma ergonomifunktioner, smal spetsutmatning och går att manövrera med en hand. Enastående noggrannhet med justeringar i steg om 5 µL (0,005 mL). Idealiska för användning tillsammans med Hach LCK-reagenser. Levereras med kalibreringsrapport och underhållsverktyg.

Pipettspetsar säljs separat (BBP079).

Specifikationer

Vad ingår i leveransen:	Pipett 0,1 - 1,0 mL, underhållsverktyg, kalibreringscertifikat, bashandbok.
	Spetsar medföljer inte utan måste köpas separat.
Volym/förpackningsstorlek:	1 styck

Vad finns i förpackningen

Pipett 0,1 - 1,0 mL, underhållsverktyg, kalibreringscertifikat, bashandbok. Spetsar medföljer inte utan måste köpas separat.