



DR/890 Colorimeter för >90 metoder

Produktnr: 4847000

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- 9385200

Portabel, mikro-processorstyrd POCKET Colorimeter med modern, energisparande LED-teknik. Förprogrammerad med 90 analysmetoder.

Batteri- eller nätdrift, klocka med realtid, integrerad timer, dataminne för 100 mätresultat och automatisk avstängningsfunktion. Våglängder: 420 nm, 520 nm, 560 nm och 610 nm.

Easy operation

Designed for use in the field

Rugged construction

Reliable results without a mains connection

Configured for immediate use

Specifikationer

Användargränssnittsspråk:	English
Användarprogram:	10 user entered programs, 12 data points each
Display :	LCD, shows results, parameter, name, and unit
Displaystorlek:	38 mm x 64 mm
Displaytyp:	b/w
Fotometrisk linjäritet:	± 0,002 Abs (0 - 1 Abs)
Fotometrisk noggrannhet:	± 0,005 Abs vid 1,0 Abs
Fotometriskt mätområde:	0 - 2 Abs
Garanti :	1 år
Handboksspråk:	English, German, Italian
Kyvettkompatibilitet:	1 in and 16 mm round vial (16 mm with adapter)
Lamptyp:	4 LEDs (Light Emitting Diode)
Leveransomfattning:	DR/800 Colorimeter, two 1-inch glass sample cells marked at 10, 20 and 25 mL, two 1 cm plastic sample cells, 1 x 16-mm COD/Test 'N Tube™ adapter, 4 AA alkaline batteries, instrument and procedure manuals. European CE mark.
Omgivningstemperatur:	0 - 50 °C

Optiskt system:	0 / 180 transmittance
Strålhöjd:	5 mm
User interface:	16 key
Våglängdsintervall:	420, 520, 560, 610 nm
Våglängdsnoggrannhet:	± 1 nm Fixed Wavelength, varies with model
Våglängdsval:	Automatic based on test selected