



POCKET Colorimeter II Kolorimetertestsats för kloranalys

Produktnr:

5870000

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Bärbar kolorimeter som programmerats för mätning av fritt klor och totalklor (DPD). I väska, komplett med reagenser, kyvetter och instruktioner för användning.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Kraftfull: batteridrift för upp till 2 000 tester

Tydlig avläsning: även vid besvärliga förhållanden, tack vare bakgrundsbelysning och stor visning av värden

Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Absorbans:	0 - 2.5 Abs
Antal tester :	50 - 100
Användargränssnittsspråk:	Numerisk
Användarprogram:	Anpassad programmering
Användningsläge :	HACH/HACH LANGE-tester för vattenanalys
Batterilivslängd:	2000 tests
	* bakgrundsbelysningen minskar batteriets livslängd
Certifieringar:	CE
Datalogger:	10 uppmätta värden + tid
Detektor:	Silicon detector
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Fotometriskt mätområde:	0 - 2 Abs
Gränssnitt:	rubber keys
Instrument:	Satsen innehåller PC II
Kapslingsklass:	IP67 (ej batteridelen)
Kyvettkompatibilitet:	1 tum, rund/13 mm, rund/1 cm, fyrkantig (med adapter som tillval)

Lamp Type:	Lysdiod (LED)
Lamptyp:	Lysdiod (LED)
Leveransomfattning:	PC II, provceller, handbok, väska. Medföljande reagenser: 100 tester vardera för lågt område eller 50 tester vardera för högt område.
Mätområde:	0.1 - 8.0 mg/L F&T Cl ₂
Metodnamn:	Kolorimeter/DPD
Metodnummer:	8021 (F), 8167 (T)
Minsta ökningssteg:	0.01
	0.1
Omgivningsförhållande: relativ luftfuktighet :	max. 90 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Omgivningsförhållande: temperatur :	10 - 40 °C
Parameter:	Klor, lågt område - som fritt och totalt Cl ₂
Pausläge:	4 alkaliska batterier, AAA-storlek
Spektrumbandbredd:	15 nm filterbandbredd
User interface:	Numerisk
Vad ingår i leveransen:	Två områden: LR-0,02 till 2,00 mg/L och HR-0,1 till 8,0 mg/L som Cl ₂ . Medföljande reagenser: 100 tester vardera för lågt område eller 50 tester vardera för högt område. Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.
Våglängd:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Våglängdsintervall:	varierar beroende på modell
Våglängdsnoggrannhet:	Fast våglängd ± 2 nm varierar beroende på modell
Våglängdsval:	Fast våglängd
Vikt :	0,23 kg

Vad finns i förpackningen

Två områden: LR-0,02 till 2,00 mg/L och HR-0,1 till 8,0 mg/L som Cl₂. Medföljande reagenser: 100 tester vardera för lågt område eller 50 tester vardera för högt område. Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.