



POCKET Colorimeter II Kolorimeter 500 nm

Produktnr: 5870050

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- LPV445.99.50110

Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Robust och tillförlitlig våglängdsspecifik filterfotometer. Kan programmeras av användare. I väska, komplett med batterier, kyvetter och instruktioner för användning.

Instrumenten i serien POCKET Colorimeter II är kostnadseffektiva, filterfotometrar av hög kvalitet som har utvecklats för olika typer av colorimetriska mätningar. De okalibrerade modellerna för en specifik våglängd visar resultatet direkt i absorptionsenheter.

Instrumenten har plats för två kalibreringskurvor som användaren kan lägga in själv. Upp till 10 standarder kan användas för att definiera en kalibreringskurva.

Kurvan utgörs av räta linjer mellan varje standard som används. Linjära eller icke linjära kalibreringar med positiv eller negativ lutning kan utföras.

Kalibreringsdata kan också läggas in manuellt med knappsatsen om de har bestämts tidigare med colorimetern. Minst två datapar (koncentration och absorptions) krävs.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester

Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen


Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Antal tester :	Up to 18
Certifieringar:	European CE mark
Detektor:	Silikondetektor
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Kapslingsklass:	IP67 (ej batteridelen)
Lamp Type:	Lysdiod (LED)
Parameter:	Wavelength specific, 500 nm
Provcellens spaltlängd:	1 cm 25 mm

Vad ingår i leveransen:	Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.
Våglängd:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Våglängdsnoggrannhet:	Fast våglängd $\pm$ 2 nm varierar beroende på modell
Vikt :	0,23 kg



Vad finns i förpackningen

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.